


Test Helikit ou test à l'UREE



**LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
YACOUB EL MANSOUR
MARRAKECH**

**TEST RESPIRATOIRE POUR
LA RECHERCHE D'HELICOBACTER PYLORI**

1. PRINCIPE :

Ce test permet de détecter la présence ou l'absence dans l'estomac d'une bactérie, *Helicobacter pylori*, responsable de diverses pathologies gastriques (ulcères, gastrites...)

2-AVANT LA REALISATION DU TEST

Le patient doit être à jeûn 12 heures avant le prélèvement.

Pendant l'épreuve, le patient doit s'abstenir de boire, manger et fumer

Avant le jour du prélèvement, le patient doit arrêter :

- les antibiotiques : 4 semaines.
- les anti sécrétoires : 2 semaines

*Inexium, Gastroliber, Lanprol, Lomet, Zolam, Alzole, Aulcer, Belmazol, IPP, Kalest, Mopral, Oedes, Omegen, Omepral, Prazol, Progest, Proton

*Digervin, Ulcidine

* Azantac, Ranimat, Ranitil, Xanidine

*Antagon H2, Ulcemat, Ulcestop

- les pansements gastriques : 24 Heures

*Gastrogel, Maalox, Neutral, Isudrine, Phosphalugel, Rennie, Rocgel, Supralox, Zantac

*Actapulgate, Colopathil, Bedelix, Smecta

* Contracide, Gastropulgate, Mutesa, Normogastryl, Motilium, Peridys

3-PROTCOLE

Deux mesures sont effectuées à 30 minutes d'intervalle en soufflant dans des tubes après avoir bu une solution d'acide citrique marquée à l'urée.

4. RÉSULTAT

Le laboratoire téléphone au patient à la réception du résultat (examen transmis au laboratoire CERBA pour analyse)

Pour toute autre question, notre secrétariat reste à votre disposition.