

URINES DE 24H	 LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR MARRAKECH
Version 1.0 Date d'application: 09/07/2016	URINES DE 24 HEURES

1. PRINCIPE

Ce prélèvement est nécessaire pour l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire : calcium, phosphore, acide urique, ionogramme, cortisol, protéinurie, microalbuminurie.

Il est indispensable d'effectuer le prélèvement dans le bocal fourni par notre laboratoire, ce bocal contient un conservateur (Azide de Sodium) et il est à usage unique.

Notre laboratoire n'accepte aucun prélèvement effectué de façon non conforme aux standards de la qualité (bouteille usager d'eau minérale par exemple).

2-PROTOCOLE

Au lever

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Noter l'heure du début du recueil.

Pendant 24 heures :

Recueillir la totalité des urines dans le flacon et terminer le recueil à la même heure où vous avez commencé.

Il faut uriner directement dans le flacon fourni (ne pas uriner dans un autre bocal puis transvaser ensuite dans le flacon fourni).

Recueillir également les urines qui accompagnent l'émission des selles.

Dans le cas où le volume urinaire est élevé, demander un deuxième flacon au laboratoire.

Il ne faut surtout pas terminer le prélèvement dans un bocal externe.

TERMINER LE PRELEVEMENT A LA MEME HEURE OU VOUS AVEZ COMMENCE

NB : Pour toute demande de matériel du laboratoire, vous devez verser une petite avance sur le prix de l'analyse.

Cette avance sera bien entendu retirée du prix de votre bilan

URINES DE 24H	 LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR MARRAKECH
Version 1.0 Date d'application: 09/07/2016	URINES DE 24 HEURES

Pour toute autre question, notre secrétariat reste à votre disposition.

LABORATOIRE YACOUB MANSOUR MARRAKECH