



FICHE D'INSTRUCTION

TEST RESPIRATOIRE D'HELICOBACTER PYLORI

1- PRINCIPE :

Le test permet de détecter la présence ou l'absence dans l'estomac d'une bactérie nommée Helicobacter pylori responsable de diverses pathologies gastriques (ulcères, gastrites... etc.)

2-AVANT LA REALISATION DU TEST :

Le patient doit être à jeun 12 heures avant la réalisation du test (Jeune sec : ni boire, ni manger et ne pas fumer).

Pendant l'épreuve, le patient doit s'abstenir de boire, manger et fumer

Avant le test le patient doit arrêter :

✓ **Les antibiotiques : 4 semaines**

✓ **Les antisécrétoires : 2 semaines**

*Inexium, Gastroliber, Lanprol, Lomet, Zolam, Alzole, Aulcer, Belmazo1, 1PP, Kalest, Mopal, Oedes, Omegen, Omepral, Prazol, Proton

*Digervin, Ulcidine

*Azantac, Ranimat, Ranitil, Xanidine

*Antagon H2, Ulcestop

✓ **Les pansements gastriques : 24 Heures**

*Gatsrol, Maalox, Neutral, Isudrine, Phosphalugel, Rennie, Rocgel, Supralox, Zantac

*Actapulgite, Colophatil, Bedelix, Smecta

*Contracide, Gastropulgite, Mutesa, Normogastryl, Motilium, Peridys

3-PROTOCOLE :

Deux mesures sont effectuées à 30 minutes d'intervalle en soufflant dans des tubes après avoir bu une solution d'acide citrique marquée à l'urée.

4-RESULTAT :

Le laboratoire téléphone au patient à la réception du résultat

****Notre secrétariat reste à votre disposition pour toute question complémentaire****